



SONIC TOOTHBRUSH NSZB 3.7 B3

(HU)
SZÓNIKUS FOGKEFE
Használati utasítás


(SK)
ZUBNÁ KEFKA
Návod na obsluhu

(CZ)
**VYSOKOFREKVENČNÍ
ZUBNÍ KARTÁČEK**
Návod k obsluze

(DE) (AT) (CH)
SCHALLZAHNBÜRSTE
Bedienungsanleitung

IAN 324037_1901





(HU)

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

(CZ)

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.



(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

| HU | Használati utasítás | Oldal | 1 |
|--------------|---------------------|--------|----|
| CZ | Návod k obsluze | Strana | 13 |
| SK | Návod na obslugu | Strana | 25 |
| DE / AT / CH | Bedienungsanleitung | Seite | 37 |

A**B**

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| Bevezető | 2 |
| Rendeltetésszerű használat..... | 2 |
| A csomag tartalma..... | 2 |
| A készülék leírása | 2 |
| Műszaki adatok | 2 |
| Biztonsági utasítások..... | 3 |
| A készülék elhelyezése | 4 |
| Első használat..... | 4 |
| Fogkefefej/fogköztisztító kefe/fogselyem-tartozék felhelyezése és levétele | 4 |
| Használat | 5 |
| Fogmosás a fogkefefejjel..... | 5 |
| Fogtisztítás a fogköztisztító kefével | 6 |
| Tisztítás fogsellyem-tartozékkal | 7 |
| Tisztítás és ápolás..... | 8 |
| Utazási biztosítóelem..... | 9 |
| Ártalmatlanítás..... | 9 |
| Alkatrészek rendelése | 10 |
| A Kompernass Handels GmbH garanciája..... | 11 |
| Szerviz | 12 |
| Gyártja..... | 12 |

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához!

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. Csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja a készüléket. A készülék harmadik személynek továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárolag magánháztartásban, személyes fogápolásra való. A készülék kizárolag magánháztartásokban használható. Nem ipari vagy egészségügyi területre terveztek és nem alkalmas állatok fogápolására. Ne használja kereskedelmi célokra.

A csomag tartalma

kézi készülék

6 fogkefefej, 1 fogszem-tartozék, 1 fogköztisztító kefe

töltőállomás

használati útmutató

TUDNIVALÓ

Közvetlenül kicsomagolás után ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérthetlenségét. Szükség esetén forduljon a szervizhez.

Vegye le a készülékről az összes csomagolóanyagot és fóliát.

A készülék leírása

„A” ábra:

- ① fogkefefej
- ② hajtótengely
- ③ fedél
- ④ fogkefe-rekeszek
- ⑤ töltőállomás
- ⑥ töltésjelző
- ⑦ „Pulse“-LED (sárga)
- ⑧ „Soft“-LED (zöld)
- ⑨ „Clean“-LED (narancssárga)
- ⑩ BE/KI kapcsoló

„B” ábra:

- ⑪ vezetőhornyok
- ⑫ rögzítő
- ⑬ fogszem-tartozék
- ⑭ fogköztisztító kefe

Műszaki adatok

Áramellátás: 100 - 240 V ~ (váltóáram), 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel: 2 W

Akkumulátor: Li-Ion akkumulátor, 600 mAh, 3,7 V

Védeeltség (töltőállomás): IP X7 (víz behatolása elleni védelem a készülék időnkénti vízbe merülése esetén)

Védelmi osztály: II / □ (dupla szigetelés)

Töltési idő: kb. 14 - 16 óra (első töltés)

Védeeltség (kézi készülék): IP X7 (víz behatolása elleni védelem a készülék időnkénti vízbe merülése esetén)

Biztonsági utasítások

⚠ VESZÉLY - ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS!

- ▶ A készülék meghibásodásának megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülék belsejébe és ne merítse vízbe.
- ▶ Kerülje az idegen testek behatolását.
- ▶ Hibás működés vagy észlelt hiba esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy működés közben a hálózati kábel soha ne legyen vizes vagy nedves. Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne szorulhasson be vagy más módon se sérülhessen meg.
Áramütés veszélye!
- ▶ Ennek a készüléknek nem pótolható a csatlakozóvezetéke. A vezeték sérülése esetén ki kell selejtezni a készüléket.
- ▶ Ne érjen hozzá a vízbe esett töltőhöz. Először feltétlenül húzza ki hálózati csatlakozót!
Áramütés veszélye!

 Ne merítse a kézi készüléket vagy a töltőállomást vízbe vagy más folyadékba.

⚠ FIGYELMEZTETÉS - SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ A fogkefét gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- ▶ Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek karbantartási és tisztítási munkát a készüléken.
- ▶ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

FIGYELEM - ANYAGI KÁROK!

- ▶ Az elektromos fogkefét csak a csomagban található töltőállomással szabad feltölteni. Ellenkező esetben a készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet!
- ▶ A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal üzemeltesse.

A készülék elhelyezése

TUDNIVALÓ

- Nedves helyiségen, különösen víz közelében (fürdőszoba), a töltőállomást **⑤** úgy kell elhelyezni, hogy védve legyen a véletlen vízbeeséstől.
- 1) Helyezze a töltőállomást **⑤** sima és stabil felületre.
Ügyeljen arra, hogy a töltőállomás **⑤** ne eshessen vízbe, például fürdőkádba vagy a mosdókagylóba.

Első használat

TUDNIVALÓ

Mielőtt üzembe helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy kifogástalan állapotban van. Ellenkező esetben nem szabad használni.

- 1) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.
- 2) Az első használat előtt tisztítsa meg az új fogkefefejet **①** / fogköztisztító kefét **⑭** / fogszem-tartozékot **⑬** tiszta vízzel.
- 3) Nyissa ki a fedeleit **③** és tetszszerint helyezzen pót-fogkefefejeimet, fogköztisztító kefét **⑭** és/vagy fogszem-tartozékot **⑬** a fogkeferekeszekbe **④**. Csukja vissza a fedeleket **③**.
- 4) Helyezze a kézi készüléket a töltőállomásra **⑤** oly módon, hogy rácsússzon a talpon lévő kiemelkedésre.
- 5) Első használat előtt töltse a kézi készüléket kb. 14 - 16 óráig. A kézi készülék elején lévő töltésjelző **⑥** pirosan világít a töltés ideje alatt.
- 6) Ezután annyiszor használja a kézi készüléket anélkül, hogy feltöltené, amíg a teljesítménye érezhetően alábbhagy vagy a fogkefe működése leáll és a töltésjelző **⑥** pirosan villog. Csak ezután töltse ismét a fogkefét 14 - 16 óráig. Ha a készülék fel van töltve, a töltésjelző **⑥** zöldén világít.
- 7) Összesen 3 alkalommal merítse le és töltse fel teljesen a fogkefét. Ekkor az akkumulátor eléri teljes kapacitását.
- 8) Ezután a kézi készüléket minden használat után visszateheti a töltőállomásba **⑤**, hogy mindig teljes teljesítménnyel álljon rendelkezésre.

Fogkefefej/fogköztisztító kefe/fogselyem-tartozék felhelyezése és levétele

- Az adott tartozék felfelé húzással vehető le a hajtótengelyről **②**.
- A tartozék felhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a kéziegységen lévő hajtótengely **②** pontosan a tartozék befogójába csússzon. Nyomja lefelé a tartozékot, amíg az teljesen körbe nem zárja a hajtótengelyt **②**.

TUDNIVALÓ

Azt javasoljuk, hogy csak eredeti tartozékokat használjon. Póttartozékokat bármikor rendelhet (lásd az „Alkatrészek rendelése” fejezetet).

- Ehhez a készülékhez viszont az Oral B® Sonic Complete* fogkefe pót-fogkefefejei is használhatók.

* az Oral-B a Procter & Gamble bejegyzett márkaneve.

Használat

A fogkefénél 3 különböző teljesítményfokozata van:

- „Clean”: normál sebesség-fokozat, narancssárga „Clean”-LED ❹
A fogak tisztításához.
- „Soft”: lassú sebesség-fokozat, zöld „Soft”-LED ❸
A fogak tisztításához érzékeny fogíny esetén.
- „Pulse”: lassú sebességfokozat, rövid szünetekkel, sárga „Pulse”-LED ❷
A fogíny masszározásához.

- A „Clean” teljesítményfokozat bekapcsolásához, nyomja meg egyszer a BE/KI kapcsolót ❽. A „Clean”-LED ❹ világít.
- A „Soft” teljesítményfokozat beállításához, nyomja meg még egyszer a kapcsolót. A „Soft”-LED ❸ világít.
- A „Pulse” teljesítményfokozat beállításához, nyomja meg harmadszorra is a kapcsolót. A „Pulse”-LED ❷ világít.
- Ha ki szeretné kapcsolni a fogkefét, nyomja meg még egyszer a BE/KI kapcsolót ❽.

TUDNIVALÓ

A fogkefe kikapcsol, ha az adott teljesítményszintet több, mint 10 másodpercig használja, majd megnyomja a be-/kikapcsolót ❽.

Ismételt bekapcsolás esetén a fogkefe automatikusan a legutoljára használt teljesítményfokozaton indul.

Ha ismét módosítani szeretné a teljesítményszintet, akkor az előbb leírtak szerint ismét nyomja meg a be-/kikapcsolót ❽, amíg a kívánt teljesítményfokozatot eléri.

Fogmosás a fogkefefejjel

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A fogíny kezdetben kissé vérezhet a szokatlan ingerlés miatt, ez természetes. Ha ez több mint két hétag tart, akkor kérje fogorvosa segítségét.

- 1) Helyezze a fogkefefejet ❶ a kézi készülékre.
- 2) Nedvesítse meg a kefét folyó víz alatt.
- 3) Tegyen kevés fogkrémet a nedves fogkefére.

TUDNIVALÓ


A szétfröccsenés elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha már a szájában van.

- 4) Állítsa be a BE/KI kapcsolóval ❽ a kívánt teljesítményfokozatot.

TUDNIVALÓ

A fogkefe 30 másodperces intervallumú időzítővel rendelkezik, hogy minden négy állkapocs-részt egyenletesen meg tudja tisztítani.

- 5) Ossza négy részre az állkapcsát (negyedek): bal felső, jobb felső, bal alsó és jobb alsó.



- 6) Kezdje a fogmosást az egyik negyedben:
Helyezze a fogkefefejet ① a fogínyre és a fogínytől kiindulva mozgassa a kefét a fogakon.
Tegye ugyanezt a fog belső és külső részén is. minden fog mosását a fogínynél kezdje.
Ne feledkezzen meg a hátsó őrlőfogak hátoldaláról sem.
A rágófelületek tisztításához vezesse végig a fogkefét enyhe nyomással a fogak rágófelületén.
- 7) 30 másodperc elteltével a fogkefe röviden megszakítja a működést, hogy jelezze, hogy a következő negyeddel kell folytatni a tisztítást. Tisztítsa meg az összes állkapocs-negyedet ugyanilyen módon.
- 8) Két perc után a fogkefe 2-szer röviden megszakítja a működést. Ekkor jár le a fogorvosok által javasolt 2 perces fogmosási idő.
- 9) Nyomja meg annyiszor a BE/KI kapcsolót ⑩, amíg a fogkefe meg nem áll.
- 10) Csak ekkor vegye ki a fogkefét a szájából.
- 11) Használat után alaposan tisztítsa meg a fogkefefejet ① folyó víz alatt.
- 12) Vegye le a fogkefefejet ① a kézi készülékről.
A hajtótengely ② és a kézi készüléket rövid ideig víz alá tartva tisztítsa.
Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely ② lefelé mutasson.

TUDNIVALÓ

Rendszeresen masszírozza a fogínyét. Ez serkenti a vérkeringést és segít megőrizni fogínye egészségét. Állítsa be a „Pulse” teljesítményfokozatot és enyhe nyomással vezesse végig a benedvesített fogkefét a fogínyen.

Fogtisztítás a fogköztisztító kefével

A fogköztisztító kefe ⑭ fogközök, nehezen elérhető helyek vagy a rágófogak rágófelületének tisztítására használható.

- 1) Helyezze a fogköztisztító kefét ⑭ a kézi készülékre.
- 2) Nedvesítse meg a fogköztisztító kefét ⑭ folyó víz alatt.
- 3) Tegyen kevés fogkrémet a nedves fogköztisztító kefére ⑭.

TUDNIVALÓ

A szélfröccsenés elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha már a szájában van.

- 4) Állítsa be a be-, kikapcsolón ⑩ a kívánt teljesítményfokozatot és tisztítsa meg a kívánt területeket.
- 5) Annyiszor nyomja meg a be-, kikapcsolót ⑩, amíg a készülék meg nem áll.
- 6) Csak ekkor vegye ki a szájából a fogköztisztító kefét ⑭.
- 7) Használat után alaposan tisztítsa meg a fogköztisztító kefét ⑭ folyó víz alatt.
- 8) Vegye le a fogköztisztító kefét ⑭ a kézi készülékről.
A hajtótengely ② és a kézi készülék tisztításához tartsa azokat rövid ideig víz alá. Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely ② ferdén lefelé mutasson.

TUDNIVALÓ

A fogköztisztító kefe ⑭ kifejezetten alkalmas fogszabályozók vagy műfogsorok tisztítására.

Tisztítás fogszem-tartozékkal

A fogszem-tartozékkal ⑯ a fogközöket tisztíthatja meg fogszem segítségével.

- 1) Helyezze a fogszem-tartozékot ⑯ a kézi készülékre.
- 2) Fogjon egy kb. 15 cm hosszú kereskedelemben kapható fogszemdarabot és tekerje az egyik végét 2-3-szor a rögzítő ⑯ köré.

TUDNIVALÓ

Ha a fogszem lecsúszik a rögzítőről ⑯, akkor a csavart beállíthatja egy csillagcsavarhúzával.

- 3) Vezesse át feszesen a fogszemet a fogszem-tartozékon ⑯ lévő vezetőhornyokon ①.
- 4) Tekerje a fogszem másik végét 2-3-szor a rögzítő ⑯ köré úgy, hogy a fogszem fesz legyen és a fogközök tisztításánál ne oldódjon le.
- 5) Kikapcsolt fogkefével vezesse a fogszemet két fog közé.
- 6) Kapcsolja be a készüléket. A fogszem-tartozékkal ⑯ történő fogtisztításhoz a „Clean” és a „Soft” teljesítményfokozatok alkalmasak.
- 7) A fogközöket óvatos felfelé és lefelé mozdulatokkal kell megtisztítani.
- 8) Tisztítson meg minden fogközt a fent leírt eljárással.
- 9) Ha befejezte a fogtisztítást, állítsa le a fogkefét és vegye ki a szájából.
- 10) Oldja le a fogszemet a rögzítőről ⑯ és dobja ki a szemétbe.
- 11) Használat után alaposan tisztítsa meg a fogszem-tartozékot ⑯ folyó víz alatt.
- 12) Vegye le a fogszem-tartozékot ⑯ a kézi készülékről.
A hajtótengely ② és a kézi készülék tisztításához tartsa azokat rövid ideig víz alá. Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely ② ferdén lefelé mutasson.

Tisztítás és ápolás

⚠ VESZÉLY - ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS!

- Tisztítás előtt minden húzza ki a töltőállomás ⑤ hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból! Elektromos áramütés veszélye áll fenn!
-  Soha ne merítse a kézi készüléket vagy a töltőállomást ⑥ vízbe vagy más folyadékba!

⚠ FIGYELEM - ANYAGI KÁROK VESZÉLYE!

- A tisztításhoz ne használjon tisztító- vagy oldószert. Ezek kárt tehetnek a készülék műanyag burkolatában.

TUDNIVALÓ

Soha ne nyissa ki a töltőállomás ⑤ vagy a fogkefe házát! Ezek nem zárátok vissza vízállóan.

- 1) A tisztításhoz szedje szét a töltőállomást ⑤:
 - Fogja meg erősen a töltőállomás ⑤ alsó részét és döntse hátrafelé a felső részt, amiben a fogkefe-rekeszek ④ vannak.
- 2) A töltőállomás ⑤ felső részét folyó víz alatt tisztítsa meg. Ha a fogkefe-rekeszben ④ lévő fogkrém-maradványok nem oldódnak fel, akkor áztassa néhány percig meleg vízben a töltőállomás ⑤ felső részét, majd öblítse ki a fogkefe-rekeszket ④.
- 3) A töltőállomás ⑤ alsó részét puha, enyhén benedvesített kendővel tisztítsa meg.
- 4) Vegye le a fogkefefejet ① a kézi készülékről. Használat után alaposan tisztítsa meg a fogkefefejet ① folyó víz alatt.
Azt javasoljuk, hogy kb. 2-4 hetente tisztítsa meg a fogkefefejet ① kereskedelemben kapható protézis-tisztító folyadékban.
A fogkefefejek ① úgynevezett jelzősortékkal rendelkeznek (a külső, világoskék sörtek). Ez azt jelenti, hogy ezek elveszik színüket és ezzel jelzik, hogy a fogkefefejet ① ki kell cserálni. Ha a jelzősorték elveszik színüket, cserélje ki a fogkefefejet ①.
- 5) minden használat után alaposan tisztítsa meg a fogköztisztító kefét ⑭ folyó víz alatt. Kb. 3 hónap elteltével, de legkésőbb akkor, ha a sörtek kifelé hajlanak, rendszeres használat esetén cserélje ki a fogköztisztító kefét ⑭.
- 6) minden használat után alaposan tisztítsa meg a fogszelyem-tartozékot ⑯ folyó víz alatt. Ha sérült, cserélje ki.
- 7) A hajtótengely ② és a kézi készülék tisztításához tartsa azokat rövid ideig víz alá. Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely ② ferdén lefelé mutasson.

Utazási biztosítóelem

A fogkefe utazási biztosítóelemmel rendelkezik. A BE/KI kapcsoló ⑩ lezárható, amellyel megakadályozható a fogkefe nem szándékos bekapsolódása:

Nyomja meg a BE/KI kapcsolót ⑩ és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a töltésjelző ⑥ 5-ször zölden villog.

Ezzel le van zárva a BE/KI kapcsoló ⑩.

A lezárás feloldásához nyomja meg a BE/KI kapcsolót ⑩ és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a töltésjelző ⑥ egyszer hosszan világít.

TUDNIVALÓ

Ha aktivált utazási biztosítóelem mellett próbálja bekapsolni a fogkefét, akkor a töltésjelző ⑥ 5-ször röviden felvillan. A fogkefe nem indul el.

Ártalmatlanítás



Semmi esetben ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba. A termékre a 2012/19/EU uniós irányelv vonatkozik.

A készüléket kizárolag engedélyezett hulladékkezelő üzemen vagy a kommunális hulladékkezelő létesítményben ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a hatályos előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

TUDNIVALÓ

- A készülék beépített akkumulátorát ártalmatlanítás céljából nem lehet kivenni.
- A veszélyek megelőzése érdekében az akkumulátort csak a gyártó vagy ügyfélszolgálata vagy egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Az ártalmatlanításnál uralni kell arra, hogy a készülékben akkumulátor van.



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.



A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítja. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon látható jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel:

- 1–7: Műanyag,
- 20–22: Papír és karton,
- 80–98: Kompozit anyagok

Alkatrészek rendelése

Az alábbi alkatrészek rendelhetők a NSZB 3.7 B3 termékhez:



- 8 darabos fogkefe-fej készlet



- 2 darabos készlet (fogköztisztító kefe és fogszem-tartozék)

Rendelje meg az alkatrészeket ügyfélszolgálatunkon keresztül (lásd „Szerviz” fejezetet) vagy kényelmesen honlapunkon www.kompernass.com.



TUDNIVALÓ

- A rendeléshez tartsa készenlétben a IAN-számot, ami a jelen használati útmutató borítóján található.

A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napiján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árat. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (péntári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előlről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garancia lejárta után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkismereten ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélsszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló péntári blokkot és a cikkszámot (pl. IAN 12345).
- A cikkszám a termék adattáblján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (péntári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról.
Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 123456 megnyithatja a használati útmutatót.

Szerviz

(HU) Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 324037_1901

Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NÉMETORSZÁG
www.kompernass.com

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Úvod | 14 |
| Použití v souladu s určením | 14 |
| Rozsah dodávky..... | 14 |
| Popis přístroje..... | 14 |
| Technické údaje | 14 |
| Bezpečnostní pokyny..... | 15 |
| Umístění | 16 |
| První použití | 16 |
| Nasazení a sejmoutí hlavy kartáčku/monokartáčku/ nástavce na zubní nit | 16 |
| Obsluha | 17 |
| Čištění zubů hlavou kartáčku | 17 |
| Čištění monokartáčkem | 18 |
| Čištění pomocí nástavce na zubní nit | 19 |
| Čištění a údržba | 20 |
| Zajištění při cestování | 21 |
| Likvidace | 21 |
| Objednávání náhradních dílů | 22 |
| Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH | 23 |
| Servis | 24 |
| Dovozce | 24 |

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj slouží výhradně k osobní péči o chrup v domácím prostředí. Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely. Nelze jej používat v průmyslové ani lékařské oblasti ani při péči o zvířata. Není určen ke komerčnímu použití.

Rozsah dodávky

ruční přístroj

6 hlav kartáčku, 1 nástavec na zubní nit, 1 monokartáček

nabíjecí stanice

návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

Přímo po vybalení ihned zkontrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená. V případě potřeby se obraťte na servis.

Z přístroje odstraňte veškeré obalové materiály a fólie.

Popis přístroje

Obrázek A:

- ① hlava kartáčku
- ② hnací hřídel
- ③ víko
- ④ příhrádky na kartáčky
- ⑤ nabíjecí stanice
- ⑥ indikace nabítí
- ⑦ „Pulse“ LED (žlutá)
- ⑧ „Soft“ LED (zelená)
- ⑨ „Clean“ LED (oranžová)
- ⑩ zapínač/vypínač

Obrázek B:

- ⑪ vodicí drážky
- ⑫ upevnění
- ⑬ nástavec na zubní nit
- ⑭ monokartáček

Technické údaje

Napájecí napětí: 100 - 240 V ~ (střídavý proud), 50/60 Hz

Příkon: 2 W

Akumulátor: Li-Ion akumulátor, 600 mAh, 3,7 V

Typ ochrany (nabíjecí stanice): IP X7 (ochrana proti vniknutí vody při dočasném ponoření)

Třída ochrany: II / □ (dvojitá izolace)

Doba nabíjení: cca 14 - 16 hodin (první nabítí)

Typ ochrany (ruční přístroj): IP X7 (ochrana proti vniknutí vody při dočasném ponoření)

Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Abyste zabránili poškození přístroje, dávejte pozor, aby do něho nevnikly tekutiny, a neponořujte přístroj do vody.
- ▶ Zamezte vniknutí cizích těles.
- ▶ V případě chybného fungování nebo zjištěných závad se obrátěte na zákaznický servis.
- ▶ Dbejte na to, aby se síťový kabel při provozu nikdy nenamočil nebo nezvlnhl. Vedte síťový kabel tak, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí či jinému poškození. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- ▶ Síťový původní kabel tohoto přístroje nelze vyměnit. Při poškození vedení se celý přístroj musí sešrotovat.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte nabíjecí stanice, když spadne do vody. Bezpodmínečně nejprve vytáhněte síťovou zástrčku! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

 Ruční přístroj ani nabíjecí stanici neponořujte do vody ani do žádných jiných tekutin.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- ▶ Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo znalostí mohou tyto kartáčky na zuby používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- ▶ Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, ledaže by byly pod dohledem dospělé osoby.
- ▶ Děti si nesmí s přístrojem hrát.

POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

- ▶ Elektrický kartáček na zuby se smí nabíjet výhradně dodávanou nabíjecí stanicí.
V opačném případě se přístroj může nenávratně poškodit!
- ▶ Přístroj provozujte výhradně spolu s dodaným originálním příslušenstvím.

Umístění

UPOZORNĚNÍ

- Ve vlhkých prostorách, obzvláště v blízkosti vody (koupelna), se nabíjecí stanice **5** musí postavit tak, aby byla chráněna před neúmyslným shozením do vody.
- 1) Postavte nabíjecí stanici **5** na rovnou a stabilní plochu.
Dbejte při tom na to, aby nabíjecí stanice **5** nemohla spadnout do vody, například do koupací vany nebo do umyvadla.

První použití

UPOZORNĚNÍ

Dříve než přístroj uvedete do provozu, přesvědčte se o tom, že je v bezvadém stavu. Pokud tomu tak není, není dovoleno jej používat.

- 1) Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- 2) Před prvním použitím omyjte novou hlavu kartáčku **1** / monokartáček **14** / nástavec na zubní nit **13** čistou vodou.
- 3) Otevřete víko **3** a zastrčte podle libosti náhradní hlavy kartáčku, monokartáček **14** a/nebo nástavec na zubní nit **13** do příhrádek na kartáčky **4**. Víko **3** potom opět zavřete.
- 4) Ruční přístroj postavte na nabíjecí stanici **5** tak, aby sklouzl na trn na podstavci.
- 5) Než ruční přístroj poprvé použijete, nechte ho nabít po dobu cca 14 - 16 hodin. Indikace nabítí **6** vpředu na ručním přístroji svítí během nabíjení červeně.
- 6) Ruční přístroj poté používejte bez nabíjení až do té doby, dokud výkon kartáčku citelně nezeslábně nebo se kartáček úplně nezastaví a indikace nabítí **6** nezačne červeně blikat. Teprve poté nechte kartáček opět 14 - 16 hodin nabíjet. Jakmile je přístroj nabítý, svítí indikace nabítí **6** zeleně.
- 7) Tento cyklus vybití a nabíjení proveděte celkem třikrát. Potom akumulátor dosáhne plné kapacity.
- 8) Nyní můžete ruční přístroj postavit po každém použití do nabíjecí stanice **5**, abyste jej měli k dispozici vždy s plným výkonem.

Nasazení a sejmoutí hlavy kartáčku/monokartáčku/nástavce na zubní nit

- K sejmoutí příslušného nástavce jej vytáhněte směrem nahoru z hnací hřídele **2**.
- Při nasazení nástavce dbejte na to, aby hnací hřídel **2** na ruční části přesně zaskočila do upnutí nástavce.
Zatlačte nástavec dolů, dokud tento kompletně neobepne hnací hřídel **2**.

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme používat pouze originální nástavce. Náhradní nástavce můžete kdykoli dodatečně objednat (viz kapitola „Objednávání náhradních dílů“).

- Pro tento přístroj můžete však také používat náhradní hlavy kartáčku na zuby Oral B[®] Sonic Complete*.

*Oral-B je registrovaná ochranná známka společnosti Procter & Gamble.

Obsluha

Tento kartáček na zuby má 3 různé výkonové stupně:

- „Clean“: normální rychlostní stupeň, oranžová „Clean“ LED **9**
K čištění zubů.
- „Soft“: pomalý rychlostní stupeň, zelená „Soft“-LED **8**
K čištění zubů s citlivými dásněmi.
- „Pulse“: pomalý rychlostní stupeň s krátkými přestávkami, žlutá LED „Pulse“ **7**
K masáži dásní.

- Pro zapnutí výkonového stupně „Clean“ stiskněte jednou zapínač/vypínač **10**. Rozsvítí se LED pro stupeň „Clean“ **9**.
- Pro nastavení výkonového stupně „Soft“ stiskněte ještě jednou. Rozsvítí se LED pro stupeň „Soft“ **8**.
- Pro nastavení výkonového stupně „Pulse“ stiskněte potřetí. Rozsvítí se LED pro stupeň „Pulse“ **7**.
- Pro vypnutí zubního kartáčku stiskněte ještě jednou zapínač/vypínač **10**.

UPOZORNĚNÍ

Provozujete-li výkonový stupeň déle než 10 sekund a poté stisknete zapínač/vypínač **10**, kartáček se vypne.

Po opětovném zapnutí se kartáček automaticky spustí s posledním používaným výkonovým stupněm.

Pro opětovnou změnu výkonového stupně stiskněte po sobě zapínač/vypínač **10** tak často, jak je popsáno výše, dokud nebude nastaven požadovaný výkonový stupeň.

Čištění zubů hlavou kartáčku

⚠️ VÝSTRAHA!

V počátcích může dojít v důsledku nezvyklého podráždění k lehkému krvácení z dásní, je to normální. Pokud ale tyto potíže během dvou týdnů neustanou, kontaktuje svého stomatologa.

- 1) Nasadte hlavu kartáčku **1** na ruční přístroj.
- 2) Navlhčete kartáček pod tekoucí vodou.
- 3) Na vlhký kartáček naneste trochu zubní pasty.

UPOZORNĚNÍ


Přístroj zapněte až v ústech, zabráníte tím poštírkání.

- 4) Pomocí zapínače/vypínače **10** nastavte žádaný výkonový stupeň.

UPOZORNĚNÍ

Tento kartáček na zuby má časovač s intervalom v trvání 30 sekund, abyste mohli vyčistit všechny čtyři části chrupu stejneměřně.

- 5) Rozdělte chrup na čtyři části (kvadranty): vlevo nahore, vpravo nahore, vlevo dole a vpravo dole.



- 6) Začněte s čištěním v jednom kvadrantu:
Nasadíte hlavu kartáčku ① na dásně a kartáček vedete směrem od dásně přes zub.
Takto postupujte jak na vnitřní straně, tak i na vnější straně zuba. U každého zuba začínejte znovu na dásni.
Nezapomeňte na zadní stranu zadních stoliček.
Plochy stoliček vyčistěte tak, že povedete kartáček lehkým tlakem přes jejich žvýkací plochy.
- 7) Po 30 sekundách přeruší kartáček na zuby krátce provoz, čímž signalizuje, že se má nyní čistit již další ze čtyř oblastí chrupu. Stejnou technikou vyčistěte všechny čtyři části chrupu.
- 8) Po dvou minutách zastaví kartáček na zuby 2 x krátce provoz. Znamená to, že jste splnili doporučení zubních lékařů o čištění zubů v trvání 2 minut.
- 9) Stiskněte zapínač/vypínač ⑩ tak často, až se kartáček zastaví.
10) Teprve poté vyjměte kartáček z úst.
11) Po použití rádně vyčistěte hlavu kartáčku ① pod tekoucí vodou.
12) Sejměte hlavu kartáčku na zuby ① z ručního přístroje.
K očištění hnací hřidele ② a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřidel ② směřovala šikmo dolů.

UPOZORNĚNÍ

Dásně masírujte pravidelně. Podpoříte tak jejich prokrvení, čímž je udržujete zdravé. Nastavte výkonový stupeň „Pulse“ a vedete navlhčený kartáček jemným tlakem přes dásně.

Čištění monokartáčkem

Monokartáčkem ⑯ můžete čistit mezizubní prostory, těžko přístupná místa na zubech nebo žvýkací plochy stoliček.

- 1) Na ruční přístroj nasuňte monokartáček ⑯.
- 2) Monokartáček ⑯ navlhčete pod tekoucí vodou.
- 3) Na monokartáček ⑯ naneste trochu zubní pasty.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj zapněte až v ústech, zabráníte tím postříkání.

- 4) Pomocí zapínače/vypínače ⑩ nastavte požadovaný výkonový stupeň a vyčistěte požadované oblasti.
- 5) Několikrát stiskněte zapínač/vypínač ⑩, dokud se přístroj nezastaví.
- 6) Teprve poté vyjměte monokartáček ⑯ z úst.
- 7) Monokartáček ⑯ po použití vždy důkladně umyjte pod tekoucí vodou.
- 8) Sejměte monokartáček ⑯ z ručního přístroje.
K očištění hnací hřidele ② a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřidel ② směřovala šikmo dolů.

UPOZORNĚNÍ

Monokartáček ⑯ je velmi vhodný pro čištění rovnátek nebo zubních protéz.

Čištění pomocí nástavce na zubní nit

Pomocí nástavce na zubní nit **13** můžete vyčistit mezizubní prostory pomocí zubní nitě.

- 1) Nasadte nástavec na zubní nit **13** na ruční přístroj.
- 2) Vezměte kousek běžné zubní nitě o délce cca 15 cm a oviňte jeden konec 2–3krát kolem upevnění **12**.

UPOZORNĚNÍ

Pokud zubní nit z upevnění **12** sklouzne, můžete šroub dodatečně nastavit křížovým šroubovákom.

- 3) Provlékněte zubní nit vodicími drážkami **11** na nástavci na zubní nit **13**, aby byla napnutá.
- 4) Druhý konec oviňte znovu 2–3krát kolem upevnění **12**, aby byla zubní nit napnutá a při čištění mezizubních prostorů se neuvolnila.
- 5) Při vypnutém kartáčku zavedte zubní nit mezi dva zuby.
- 6) Zapněte přístroj. K čištění pomocí nástavce na zubní nit **13** jsou vhodné výkonové stupně „Clean“ nebo „Soft“.
- 7) Mezizubní prostor vyčistěte opatrnými pohyby nahoru a dolů.
- 8) U všech mezizubních prostorů postupujte podle výše uvedeného popisu.
- 9) Po dokončení čištění zastavte zubní kartáček a vyjměte jej z úst.
- 10) Vyjměte zubní nit z upevnění **12** a zlikvidujte ji.
- 11) Po použití důkladně očistěte nástavec na zubní nit **13** pod tekoucí vodou.
- 12) Sejměte nástavec na zubní nit **13** z ručního přístroje.
K očištění hnací hřídele **2** a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřidel **2** směřovala šikmo dolů.

Čištění a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku nabíjecí stanice **5** ze zásuvky! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
-  Ruční přístroj ani nabíjecí stanici **5** nikdy neponořujte do vody ani do žádných jiných tekutin!

⚠ POZOR - NEBEZPEČÍ HMOTNÝCH ŠKOD!

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla. Ty mohou umělohmotné povrchy poškodit.

UPOZORNĚNÍ

Kryt nabíjecí stanice **5** ani kartáčku na zuby nikdy neotevírejte! Už by je pak nikdy nebylo možné vodotěsně zavřít.

- 1) K čištění nabíjecí stanici **5** rozeberte:
 - Držte pevně spodní část nabíjecí stanice **5** a vyklopte horní část, ve které se nachází příhrádky na kartáčky **4**, směrem dozadu.
- 2) Čistěte pouze horní část nabíjecí stanice **5** pod tekoucí vodou. Pokud nelze odstranit zbytky zubní pasty v příhrádkách na kartáčky **4**, nechte horní část nabíjecí stanice **5** nějakou dobu odmočit v teplé vodě a potom příhrádky na kartáčky **4** vypláchněte.
- 3) Spodní část nabíjecí stanice **5** čistěte pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- 4) Sejměte hlavu zubního kartáčku **1** z ručního přístroje. Hlavy kartáčku **1** po použití vždy důkladně očistěte pod tekoucí vodou.
Doporučujeme čistit hlavy kartáčku **1** v čisticí tekutině určené pro zubní protézy běžně dostupné v obchodech, a to každé 2–4 týdny.
Hlavy kartáčku **1** jsou vybaveny tzv. indikátorovými štětinami (vždy vnější, světle modré štětiny). To znamená, že tyto se odbarví, čímž signalizují, že by se měla vyměnit hlava kartáčku **1**. Hlavu kartáčku **1** vyměňte, když indikátorové štětiny ztratí svou barvu.
- 5) Po každém použití vycistěte monokartáček **14** pod tekoucí vodou. Po cca 3 měsících, nejpozději však, když se štětiny ohnou směrem ven, byste měli monokartáček **14** při pravidelném používání vyměnit.
- 6) Po každém použití vycistěte nástavec na zubní nit **13** pod tekoucí vodou. Jakmile se poškodí, měli byste jej však vyměnit.
- 7) K očištění hnací hřídele **2** a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřidel **2** směřovala šikmo dolů.

Zajištění při cestování

Tento kartáček na zuby je vybaven cestovním zajištěním. Zapínač/vypínač ⑩ můžete zablokovat k zabránění nechtěného spuštění kartáčku na zuby:

Stiskněte a podržte stisknutý zapínač/vypínač ⑩, dokud indikace nabítí ⑥ 5 x zeleně nezabliká.

Zapínač/vypínač ⑩ je nyní zablokován.

K odblokování podržte stisknutý zapínač/vypínač ⑩, dokud se indikace nabítí ⑥ jednou dlouze nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se po dobu aktivace cestovního zajištění pokusíte zapnout kartáček na zuby, indikace nabítí se ⑥ 5 x krátce rozsvítí. Kartáček na zuby se nezapne.

Likvidace



V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU.

Zlikvidujte přístroj prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo Vašeho komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve svém sběrném dvoře.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Akumulátor, zabudovaný do tohoto přístroje, nelze k likvidaci vyjmout.
- ▶ Demontáž nebo výměnu akumulátoru smí provádět pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím.
- ▶ Při likvidaci je třeba upozornit na to, že tento přístroj obsahuje akumulátory.



Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných recyklačních dvorech.



Balení zlikvidujte ekologicky.

Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozříďte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:
1–7: Plasty,

20–22: Papír a lepenka,

80–98: Kompozitní materiály

Objednávání náhradních dílů

K produktu NSZB 3.7 B3 lze objednat následující náhradní díly:



- Sada 8 ks hlav na kartáček na zuby



- Sada 2 ks
(monokartáček a nástavec na zubní nit)

Objednejte náhradní díly prostřednictvím naší servisní linky (viz kapitola „Servis“) nebo pohodlně na našich webových stránkách www.kompernass.com.



UPOZORNĚNÍ

- Pro Vaši objednávku mějte připravené číslo IAN, které najdete na obalu tohoto návodu k obsluze.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovějte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku najeznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznamí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalaci software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

(CZ) **Servis Česko**
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 324037_1901

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Úvod | 26 |
| Používanie v súlade s určením | 26 |
| Rozsah dodávky..... | 26 |
| Opis prístroja | 26 |
| Technické údaje | 26 |
| Bezpečnostné pokyny | 27 |
| Umiestnenie | 28 |
| Prvé použitie..... | 28 |
| Nasadenie a odobratie nadstavca výmennej kefky/ celistvej kefky/dentálnej nite | 28 |
| Obsluha | 29 |
| Čistenie zubov s výmennou kefkou | 29 |
| Čistenie celistvej kefky..... | 30 |
| Čistenie s nadstavcom s dentálnou niťou | 31 |
| Čistenie a údržba | 32 |
| Cestovná poistka | 33 |
| Likvidácia | 33 |
| Objednanie náhradných dielov | 34 |
| Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH | 35 |
| Servis | 36 |
| Dovozca | 36 |

Úvod

Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového prístroja.

Tento kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určením

Tento prístroj slúži výlučne na použitie v oblasti osobnej starostlivosti o zuby v domácnosti. Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priemyselnej alebo medicínskej oblasti ani na ošetrovanie zvierat. Nepoužívajte ho komerčne.

Rozsah dodávky

ručný prístroj

6 výmenných kefiek, 1 nadstavec s dentálnou niťou, 1 celistvá kefka

nabíjacia stanica

návod na obsluhu

UPOZORNENIE

Ihneď po vybalení skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný a či nie je poškodený. V prípade potreby sa obráťte na servis.

Z prístroja odstráňte všetky obalové materiály a fólie.

Opis prístroja

Obrázok A:

- ① výmenná kefka
- ② hnací hriadeľ
- ③ veko
- ④ priečradky na kefky
- ⑤ nabíjačka
- ⑥ ukazovateľ nabíjania
- ⑦ „Pulse“ LED (žltá)
- ⑧ „Soft“ LED (zelená)
- ⑨ „Clean“ LED (oranžová)
- ⑩ spínač ZAP/VYP

Obrázok B:

- ⑪ vodiace drážky
- ⑫ upevnenie
- ⑬ nadstavec s dentálnou niťou
- ⑭ celistvá kefka

Technické údaje

Napájacie napätie: 100 - 240 V ~ (striedavý prúd) 50/60 Hz

Príkon: 2 W

Akumulátor: lítium-iónový akumulátor, 600 mAh, 3,7 V

Druh ochrany

(nabíjacia stanica): IP X7 (ochrana proti vniknutiu vody
pri dočasnom ponorení)

Trieda ochrany: II / (dvojitá izolácia)

Doba nabíjania: ca. 14 - 16 hodín (prvé nabítie)

Druh ochrany

(ručný prístroj): IP X7 (ochrana proti vniknutiu vody pri dočasnom ponorení)

Bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Nedovoľte, aby do prístroja vnikla akákoľvek kvapalina, ani ho neponárajte do vody, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.
 - ▶ Zabráňte vniknutiu cudzích telies.
 - ▶ V prípade nesprávneho fungovania alebo viditeľného poškodenia prístroja kontaktujte zákaznícky servis.
 - ▶ Dbajte na to, aby prívodný kábel počas pre-vádzky neboli nikdy mokrý ani vlhký. Veďte ho tak, aby sa nikde nemohol zakliesniť alebo inak poškodiť. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
 - ▶ Prípojný sietový kábel tohto prístroja nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia kábla musíte prístroj zošrotovať.
 - ▶ Nikdy sa nedotýkajte nabíjačky, ak spadne do vody. Najprv bezpodmienečne vytiahnite zástrčku zo siete! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
-  Ručný prístroj alebo nabíjačku nikdy neponárajte do vody ani do iných tekutín.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Zubné kefky môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pod dozorom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- ▶ Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ibaže sú pod dozorom.
- ▶ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

POZOR – VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Elektrická zubná kefka sa smie nabíjať len dodanou nabíjačkou.
Inak by sa prístroj mohol neopraviteľne poškodiť!
- ▶ Prístroj používajte výhradne len s originálnym príslušenstvom, ktoré je súčasťou dodávky.

Umiestnenie

UPOZORNENIE

- Vo vlhkých priestoroch, najmä v blízkosti vody (kúpeľňa), musí byť nabíjacia stanica **5** pevne postavená tak, aby bola chránená pred náhodným spadnutím do vody.
- 1) Postavte nabíjaciu stanicu **5** na rovnú a stabilnú plochu.
Pritom dávajte pozor na to, aby nabíjacia stanica **5** nemohla spadnúť do vody, ako napríklad do vane alebo umývadla.

Prvé použitie

UPOZORNENIE

Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky, sa presvedčte o tom, či je v bezchybnom stave. V opačnom prípade ho nesmiete použiť.

- 1) Zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky.
- 2) Pred prvým použitím umyte novú výmennú kefkú **1** / celistvú kefkú **14** / nadstavec s dentálou niťou **13** čistou vodou.
- 3) Otvorte veko **3** a vsuňte, podľa vlastného uváženia, náhradné výmenné kefky, celistvú kefkú **14** a/alebo nadstavec s dentálou niťou **13** do priečadky na kefkú **4**. Potom znova zatvorite veko **3**.
- 4) Postavte ručný prístroj na nabíjačku **5** tak, aby sa zasunul na trň v podstavci.
- 5) Nechajte ručný prístroj nabíjať ca. 14 – 16 hodín pred tým, než prístroj prvýkrát použijete. Indikátor nabitia **6** vpredu na ručnom prístroji svieti počas nabíjania červeno.
- 6) Potom používajte ručný prístroj bez ďalšieho nabíjania dovtedy, dokiaľ nebude jeho výkon citelne slabší alebo dokiaľ sa zubná kefka celkom nezastaví a indikátor nabitia **6** nebude blikať červeno. Až potom opäť nabíjajte zubnú kefkú ca. 14 – 16 hodín. Keď je prístroj nabitý, svieti indikátor nabitia **6** zeleno.
- 7) Úplne nabite a vybite zubnú kefkú celkom 3 x. Až potom akumulátor dosiahol svoju plnú kapacitu.
- 8) Teraz môžete ručný prístroj po každom použití položiť na nabíjaciu stanicu **5**, aby mal vždy k dispozícii plný výkon.

Nasadenie a odobratie nadstavca výmennej kefky/celistvej kefky/dentálnej nite

- Na odobratie príslušného nadstavca vytiahnite tento smerom nahor z hnacieho hriadeľa **2**.
- Pri nasadzovaní nadstavca dbajte na to, aby hnací hriadeľ **2** v ručnej časti presne vkľozil do upevnenia nadstavca.
Zatlačte nadstavec nadol, dokiaľ tento kompletne nezoviera hnací hriadeľ **2**.

UPOZORNENIE

Odporučame, aby ste používali len originálne nadstavce. Môžete kedykoľvek objednať náhradné nadstavce (pozri kapitolu „Objednanie náhradných dielov“).

- Pre tento prístroj sa však môžu používať aj náhradné výmenné kefky Oral B[®] Sonic Complete*.

*Oral-B je registrovanou značkou firmy Procter & Gamble.

Obsluha

Táto zubná kefka má 3 rôzne výkonové stupne:

- „Clean“: normálny rýchlosťny stupeň, oranžová „Clean“ LED ⑨
Na čistenie zubov.
 - „Soft“: pomalý rýchlosťny stupeň, zelená „Soft“ LED ⑧
Na čistenie zubov pri citlivých ďasnách.
 - „Pulse“: pomalý rýchlosťny stupeň s krátkymi prestávkami, žltá „Pulse“-LED ⑦
Na masáž ďasiem.
- Stlačte raz spínač ZAP/VYP ⑩ na zapnutie výkonového stupňa „Clean“. LED „Clean“ ⑨ svieti.
- Ďalším stlačením spínača ZAP/VYP nastavíte výkonový stupeň „Soft“. LED „Soft“ ⑧ svieti.
- Tretím stlačením spínača nastavíte výkonový stupeň „Pulse“. LED „Pulse“ ⑦ svieti.
- Ak chcete zubnú kefkú vypnúť, stlačte ešte raz spínač ZAP/VYP ⑩.

UPOZORNENIE

Ked' je výkonový stupeň v prevádzke dlhšie ako 10 sekúnd a potom stlačte spínač ZAP/VYP ⑩, zubná kefka sa vypne.

Pri novom zapnutí sa zubná kefka spustí znova automaticky s naposledy používaným výkonovým stupňom.

Na opäťovnú zmenu výkonového stupňa stláčajte, ako bolo opísané predtým, tak často za sebou spínač ZAP/VYP ⑩, až bude nastavený želaný výkonový stupeň.

Čistenie zubov s výmennou kefkou

⚠️ VÝSTRAHA!

Na začiatku môže dochádzať v dôsledku nezvyčajného podráždenia ku krvácaniu ďasiem, čo je však celkom normálne. Ak by to trvalo dlhšie než dva týždne, kontaktujte Vášho zubného lekára.

- 1) Nasadte výmennú kefkú ① na ručný prístroj.
- 2) Navlhčite kefkú pod tečúcou vodou.
- 3) Naneste na vlhkú kefkú trochu zubnej pasty.

UPOZORNENIE


Prístroj zapnite až vtedy, keď ho máte v ústach, aby ste sa vyhli postriekaniu.

- 4) Spínačom ZAP/VYP ⑩ nastavte požadovanú rýchlosť čistenia zubov.

UPOZORNENIE

Táto zubná kefka má 30-sekundový intervalový časovač, aby ste si mohli všetky štyri kvadranty čelustí vyčistiť rovnomerne.

- 5) Rozdelte si čelusť na štyri časti (kvadranty): horný ľavý, horný pravý, dolný ľavý a dolný pravý.



6) Začnite v jednom kvadrante:

Nasadte výmennú kefkú ① na dásno a vedte ju po celom zube v smere od dásna. Takto postupujte po vnútorej a po vonkajšej strane zuba. Pri každom zube začnite čistenie od dásna.

Nezabudnite na zadnú stranu posledných stoličiek.

Na čistenie žuvacích plôch vedte kefkú ľahkým tlakom po žuvacích plochách.

- 7) Po 30 sekundách sa zubná kefka naprátko zastaví, čím Vám signalizuje, že by ste mali s čistením prejsť na ďalší kvadrant čelustí. Všetky kvadranty čelustí vyčistite rovnakým postupom.
- 8) Po dvoch minútach sa zubná kefka 2 x naprátko zastaví. Vtedy ste dosiahli zubármu odporúčaný čas čistenia zubov 2 minút.
- 9) Stláčajte spínač ZAP/VYP ⑩ dovtedy, dokiaľ sa zubná kefka nezastaví.
- 10) Až potom vyberte zubnú kefkú z úst.
- 11) Po každom použití dôkladne vyčistite výmennú kefkú ① pod tečúcou vodou.
- 12) Vyberte výmennú kefkú ① z ručného prístroja.
Hnací hriadeľ ② a ručný prístroj vyčistite opláchnutím pod tečúcou vodou. Ručný prístroj pritom držte tak, aby hnací hriadeľ ② smeroval šikmo nadol.

UPOZORNENIE

Pravidelne si masírujte dásná. Tým podporíte ich prekrvenie a zabezpečíte udržanie zdravého stavu dásien. Nastavte výkonový stupeň „Pulse“ a vedte navlhčenú kefkú miernym tlakom po dásne.

Čistenie celistvej kefky

Pomocou celistvej kefky ⑭ môžete čistiť priestory medzi zubami, ťažko dostupné miesta na zuboch alebo žuvacie plochy črenových zubov.

- 1) Nasadte celistvú kefkú ⑭ na ručný prístroj.
- 2) Navlhčite celistvú kefkú ⑭ pod tečúcou vodou.
- 3) Naneste na vlhkú celistvú kefkú ⑭ trochu zubnej pasty.

UPOZORNENIE

Prístroj zapnite až vtedy, keď ho máte v ústach, aby ste zabránili odstrekom.

- 4) Spínačom ZAP/VYP ⑩ nastavte požadovaný výkonový stupeň a vyčistite želané oblasti.
- 5) Stláčajte spínač ZAP/VYP ⑩ dovtedy, kým sa prístroj nezastaví.
- 6) Až potom vyberte celistvú kefkú ⑭ z úst.
- 7) Po použití dôkladne vyčistite celistvú kefkú ⑭ pod tečúcou vodou.
- 8) Zložte celistvú kefkú ⑭ z ručného prístroja.
Hnací hriadeľ ② a ručný prístroj nechajte krátko oplachovať pod tečúcou vodou za účelom vyčistenia. Ručný prístroj pritom držte tak, aby hnací hriadeľ ② smeroval šikmo nadol.

UPOZORNENIE

Celistvá kefka ⑭ je veľmi dobre vhodná na čistenie zubných korekčných spôn alebo zubných protéz.

Čistenie s nadstavcom s dentálou niťou

Pomocou nadstavca s dentálou niťou **13** môžete čistiť priestory medzi zubmi pomocou dentálnej nite.

- 1) Nasadťte nadstavec s dentálou niťou **13** na ručný prístroj.
- 2) Vezmite si kúsok obyčajnej dentálnej nite dlhej približne 15 cm a oviňte jeden koniec 2 – 3 krát okolo upevnenia **12**.

UPOZORNENIE

Ak sa dentálna niť zošmykne z upevnenia **12**, môžete skrutku dodatočne nastaviť krízovým skrutkovačom.

- 3) Dentálnu niť vedťte napnutú cez vodiace drážky **11** na nadstavci s dentálou niťou **13**.
- 4) Druhý koniec oviňte znova 2 – 3 krát okolo upevnenia **12** tak, aby dentálna niť nebola príliš napnutá a neuvoľňovala sa pri čistení priestorov medzi zubami.
- 5) Keď je zubná kefka vypnutá, zavedťte dentálnu niť medzi dva zuby.
- 6) Zapnite prístroj. Na čistenie pomocou nadstavca s dentálou niťou **13** sú vhodné výkonové stupne „Clean“ alebo „Soft“.
- 7) Priestor medzi zubami vyčistite opatrným pohybom nahor a nadol.
- 8) Rovnako postupujte aj pri všetkých ostatných priestoroch medzi zubami.
- 9) Keď skončíte s čistením, zastavte zubnú kefkú a vyberte ju z úst.
- 10) Uvoľnite dentálnu niť z upevnenia **12** a zlikvidujte ju do odpadu.
- 11) Po každom použití dôkladne vyčistite nadstavec s dentálou niťou **13** pod tečúcou vodou.
- 12) Vyberte nadstavec s dentálou niťou **13** z ručného prístroja.
Hnací hriadeľ **2** a ručný prístroj nechajte krátko oplachovať pod tečúcou vodou za účelom vyčistenia. Ručný prístroj pritom držte tak, aby hnací hriadeľ **2** smeroval šikmo nadol.

Čistenie a údržba

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjacej stanice ⑤ z elektrickej zásuvky! Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
-  Ručný prístroj alebo nabíjacia stanicu ⑤ nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín!

POZOR - VECNÉ ŠKODY!

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Tie by mohli poškodiť plastové povrchy.

UPOZORNENIE

Nikdy neotvárajte teleso nabíjacej stanice ⑤ ani zubnej kefky! Tieto sa nedajú opäť vodotesne uzavrieť.

- 1) Na čistenie rozoberte nabíjaciu stanicu ⑤:
 - Spodnú časť nabíjacej stanice ⑤ držte pevne a vyklopte hornú časť, v ktorej sú priečadky na výmenné kefky ④ smerom dozadu.
- 2) Vyčistite hornú časť nabíjacej stanice ⑤ pod tečúcou vodou. Ak sa v priečadkoch na výmenné kefky ④ neuvoľnia zvyšky zubnej pasty, nechajte hornú časť nabíjacej stanice ⑤ krátku dobu namočiť v teplej vode a potom vypláchnite priečadky na výmenné kefky ④.
- 3) Spodnú časť nabíjacej stanice ⑤ čistite len mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- 4) Vyberte výmennú kefkú ① z ručného prístroja. Po použití dôkladne vyčistite výmenné kefky ① pod tečúcou vodou.
Odporúčame vyčistiť výmenné kefky ① v bežnej čistiacej tekutine na protézy približne každé 2 – 4 týždne.
Výmenné kefky ① sú vybavené takzvanými indikačnými štetinami (vždy vonkajšie, svetlomodré štetiny). To znamená, že sa tieto odfarbia a tým signalizujú, že by sa mala výmenná kefka ① vymeniť. Vymeňte výmennú kefkú ①, keď indikačné štetiny stratia farbu.
- 5) Po každom použití vyčistite celistvú kefkú ⑭ pod tečúcou vodou. Asi po 3 mesiacoch, najneskôr však vtedy, keď sa štetiny kefiek začnú ohýbať smerom von, pri pravidelnom používaní by ste mali vymeniť celistvú kefkú ⑭.
- 6) Po každom použití vyčistite nadstavec s dentálnou niťou ⑬ pod tečúcou vodou. Hneď ako je nadstavec poškodený, malí by ste ho vymeniť.
- 7) Hnací hriadeľ ② a ručný prístroj nechajte krátko oplachovať pod tečúcou vodou za účelom vyčistenia. Ručný prístroj pritom držte tak, aby hnací hriadeľ ② smeroval šikmo nadol.

Cestovná poistka

Táto zubná kefka je vybavená cestovnou poistikou. Môžete zablokovať spínač ZAP/VYP **10**, aby ste zabránili neúmyselnému zapnutiu zubnej kefky:

Stlačte a držte stlačený spínač ZAP/VYP **10**, dokiaľ ukazovateľ nabíjania **6** 5 x nezabliká zeleným svetlom.

Spínač ZAP/VYP **10** je teraz zablokovaný.

Na odblokovanie stlačte a držte stlačený spínač ZAP/VYP **10**, dokiaľ sa ukazovateľ nabíjania **6** raz dlho nerozsvietí.

UPOZORNENIE

Ak je cestovná poistka zapnutá a zubnú kefku skúsíte zapnúť, ukazovateľ nabíjania **6** sa 5 x krátko rozsvietí. Zubná kefka sa nespustí.

Likvidácia



Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.

Prístroj zlikvidujte v autorizovanej prevádzke na likvidáciu odpadov alebo vo Vašom miestnom zbernom dvore na likvidáciu odpadov. Dodržiavajte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností kontaktujte Vás miestny zberný dvor.



Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

UPOZORNENIE

- ▶ Integrovaný akumulátor tohto prístroja sa za účelom likvidácie nedá vybrať.
- ▶ Demontáž alebo výmenu akumulátora smie vykonať iba výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvám.
- ▶ Pri likvidácii sa musí upozorniť na to, že tento prístroj obsahuje akumulátory.



Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miestnych zberných surovinách.



Obal zlikvidujte ekologicky.

Zohľadnite označenie na rozličných obalových materiáloch a tieto prípadne zvlášť vytriedte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom:

- 1–7: Plasty,
- 20–22: Papier a lepenka,
- 80–98: Kompozitné materiály

Objednanie náhradných dielov

K produktu NSZB 3.7 B3 môžete objednať nasledovné náhradné diely:



- ▶ Sada 8 výmenných kefiek na zubnú kefkú



- ▶ Súprava 2 ks
(celistvá kefka a nadstavec s dentálnou niťou)

Náhradné diely objednávajte cez našu servisnú telefonickú linku (pozri kapitolu „Servis“) alebo pohodlne na našej webovej stránke www.kompernass.com.



UPOZORNENIE

- ▶ Pri Vašej objednávke majte pripravené číslo IAN, ktoré nájdete na obale tohto návodu na obsluhu.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dojde k chybe materiálu alebo výrobné chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno považovať za rýchlo opotrebitel'né diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použítií násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dojde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevdovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznamená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalacný softvér. Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

 **Servis Slovensko**

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 324037_1901

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Einleitung | 38 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 38 |
| Lieferumfang | 38 |
| Gerätebeschreibung | 38 |
| Technische Daten | 38 |
| Sicherheitshinweise | 39 |
| Aufstellen | 40 |
| Erste Verwendung | 40 |
| Bürstenkopf/Monobürste/Zahnseide-Aufsatz aufsetzen und abnehmen | 40 |
| Bedienen | 41 |
| Zähne putzen mit dem Bürstenkopf | 41 |
| Reinigen mit der Monobürste | 42 |
| Reinigen mit dem Zahnseide-Aufsatz | 43 |
| Reinigung und Pflege | 44 |
| Reisesicherung | 45 |
| Entsorgung | 45 |
| Ersatzteile bestellen | 46 |
| Garantie der Kompernaß Handels GmbH | 47 |
| Service | .48 |
| Importeur | .48 |

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich der persönlichen Zahnpflege im häuslichen Bereich. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in industriellen oder medizinischen Bereichen und nicht in der Tierpflege. Benutzen Sie es nicht gewerbllich.

Lieferumfang

Handgerät

6 Bürstenköpfe, 1 Zahnseide-Aufsatz, 1 Monobürste

Ladestation

Bedienungsanleitung

HINWEIS

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien vom Gerät.

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- ① Bürstenkopf
- ② Antriebswelle
- ③ Deckel
- ④ Bürstenfächer
- ⑤ Ladestation
- ⑥ Ladeanzeige
- ⑦ „Pulse“-LED (gelb)
- ⑧ „Soft“-LED (grün)
- ⑨ „Clean“-LED (orange)
- ⑩ Ein-/Ausschalter

Abbildung B:

- ⑪ Führungsrillen
- ⑫ Fixierung
- ⑬ Zahnseide-Aufsatz
- ⑭ Monobürste

Technische Daten

Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 2 W

Akku: Li-Ion-Akku, 600 mAh, 3,7 V

Schutzart (Ladestation): IP X7 (Schutz gegen Eindringen von Wasser beim zeitweiligen Untertauchen)

Schutzklasse: II / (Doppelisolierung)

Ladezeit: ca. 14 - 16 Stunden (erstmaliges Laden)

Schutzart (Handgerät): IP X7 (Schutz gegen Eindringen von Wasser beim zeitweiligen Untertauchen)

Sicherheitshinweise

⚠ GEFÄHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen und tauchen Sie es nicht unter Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - ▶ Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern.
 - ▶ Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Kundendienst.
 - ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht werden kann. Führen Sie das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
Gefahr eines elektrischen Schlag!
 - ▶ Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.
 - ▶ Berühren Sie niemals die Ladestation, wenn diese in das Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unbedingt erst den Netzstecker! **Gefahr eines elektrischen Schlag!**
-  Tauchen Sie das Handgerät oder die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Die elektrische Zahnbürste darf nur mit der gelieferten Ladestation geladen werden. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden!
- ▶ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Originalzubehör.

Aufstellen

HINWEIS

- In feuchten Räumen, insbesondere in der Nähe von Wasser (Bad), muss die Ladestation 5 so aufgestellt sein, dass sie vor versehentlichem Hineinfallen in das Wasser geschützt ist.

- 1) Stellen Sie die Ladestation 5 auf eine gerade und stabile Fläche. Achten Sie dabei darauf, dass die Ladestation 5 nicht ins Wasser, wie zum Beispiel in eine Badewanne oder ein Waschbecken, fallen kann.

Erste Verwendung

HINWEIS

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass es in einwandfreiem Zustand ist. Andernfalls darf es nicht verwendet werden.

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 2) Reinigen Sie vor der ersten Verwendung den neuen Bürstenkopf 1 / die Monobürste 14 / den Zahnseide-Aufsatz 13 mit klarem Wasser.
- 3) Öffnen Sie den Deckel 3 und stecken Sie, je nach Belieben, Ersatzbürsenköpfe, die Monobürste 14 und/oder den Zahnseide-Aufsatz 13 in die Bürstenfächer 4. Schließen Sie den Deckel 3 dann wieder.
- 4) Stellen Sie das Handgerät so auf die Ladestation 5, dass es auf den Dorn am Sockel gleitet.
- 5) Lassen Sie das Handgerät ca. 14 - 16 Stunden aufladen, bevor Sie es erstmals verwenden. Die Ladeanzeige 6 vorne am Handgerät leuchtet rot während des Aufladens.
- 6) Benutzen Sie dann das Handgerät so oft, ohne es aufzuladen, bis die Leistung spürbar schwächer wird oder die Zahnbürste den Betrieb stoppt und die Ladeanzeige 6 rot blinkt. Laden Sie die Zahnbürste erst dann wieder für 14 - 16 Stunden auf. Wenn das Gerät aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige 6 grün.
- 7) Entladen und laden Sie die Zahnbürste insgesamt 3 x komplett. Dann hat der Akku seine volle Kapazität erreicht.
- 8) Nun können Sie das Handgerät nach jeder Benutzung in die Ladestation 5 stellen, um immer die volle Leistung zur Verfügung zu haben.

Bürstenkopf/Monobürste/Zahnseide-Aufsatz aufsetzen und abnehmen

- Zum Abnehmen des jeweiligen Aufsatzes, ziehen Sie diesen nach oben von der Antriebswelle 2 ab.
- Achten Sie beim Aufsetzen des Aufsatzes darauf, dass die Antriebswelle 2 am Handteil genau in die Aufnahme des Aufsatzes gleitet. Drücken Sie den Aufsatz herunter, bis dieser komplett die Antriebswelle 2 umschließt.

HINWEIS

Wir empfehlen nur Original-Aufsätze zu verwenden. Ersatz-Aufsätze können Sie jederzeit nachbestellen (siehe Kapitel „Ersatzteile bestellen“).

- Für dieses Gerät können Sie jedoch auch die Ersatzbürstenköpfe der Zahnbürste Oral B[®] Sonic Complete* benutzen.

*Oral-B ist eine eingetragene Marke von Procter & Gamble.

Bedienen

Diese Zahnbürste hat 3 verschiedene Leistungsstufen:

- „Clean“: normale Geschwindigkeitsstufe, orange „Clean“-LED ⑨
Zur Reinigung der Zähne.
 - „Soft“: langsame Geschwindigkeitsstufe, grüne „Soft“-LED ⑧
Zur Reinigung der Zähne bei empfindlichem Zahnfleisch.
 - „Pulse“: langsame Geschwindigkeitsstufe mit kurzen Pausen, gelbe „Pulse“-LED ⑦
Zur Massage des Zahnfleisches.
- Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter ⑩, um die Leistungsstufe „Clean“ einzuschalten. Die „Clean“-LED ⑨ leuchtet.
- Drücken Sie ein weiteres Mal, um die Leistungsstufe „Soft“ einzustellen. Die „Soft“-LED ⑧ leuchtet.
- Drücken Sie ein drittes Mal, um die Leistungsstufe „Pulse“ einzustellen. Die „Pulse“-LED ⑦ leuchtet.
- Um die Zahnbürste auszustellen, drücken Sie ein weiteres Mal auf den Ein-/Ausschalter ⑩.

HINWEIS

Wenn Sie eine Leistungsstufe länger als 10 Sekunden betreiben und dann den Ein-/Ausschalter ⑩ drücken, schaltet sich die Zahnbürste aus.

Bei einem erneuten Einschalten startet die Zahnbürste automatisch mit der zuletzt benutzten Leistungsstufe.

Um die Leistungsstufe wieder zu ändern, drücken Sie, wie vorher beschrieben, so oft hintereinander den Ein-/Ausschalter ⑩, bis die gewünschte Leistungsstufe eingestellt ist.

Zähne putzen mit dem Bürstenkopf

⚠️ WARNUNG!

Anfänglich kann es durch die ungewohnte Reizung zu etwas Zahnfleischbluten kommen, das ist normal. Hält dies länger als zwei Wochen an, sollten Sie Ihren Zahnarzt befragen.

- 1) Stecken Sie den Bürstenkopf ① auf das Handgerät.
- 2) Feuchten Sie die Bürste unter fließendem Wasser an.
- 3) Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Bürste auf.

HINWEIS


Schalten Sie das Gerät erst im Mund ein, um Spritzer zu vermeiden.

- 4) Stellen Sie am Ein-/Ausschalter ⑩ die gewünschte Leistungsstufe ein.

HINWEIS

Diese Zahnbürste hat einen 30-Sekunden-Intervall-Timer, damit Sie alle vier Kieferquadranten gleichmäßig reinigen können.

- 5) Teilen Sie Ihren Kiefer in vier Teile (Quadranten): oben links, oben rechts, unten links und unten rechts.



- 6) Beginnen Sie in einem Quadranten:
Setzen Sie den Bürstenkopf ① auf das Zahnfleisch auf und führen Sie die Bürste vom Zahnfleisch ausgehend über den Zahn.
Verfahren Sie so mit der Innenseite sowie mit der Außenseite des Zahnes.
Setzen Sie für jeden Zahn neu auf dem Zahnfleisch an.
Vergessen Sie die Rückseite des hinteren Backenzahnes nicht.
Um die Kauflächen zu reinigen, führen Sie die Bürste mit leichtem Druck über die Kauflächen.
- 7) Nach 30 Sekunden unterbricht die Zahnbürste kurz den Betrieb, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie den nächsten Kieferquadranten reinigen sollen.
Reinigen Sie alle Kieferquadranten mit der gleichen Technik.
- 8) Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbürste den Betrieb 2 x kurz. Dann sind Sie der zahnärztlichen Empfehlung von 2 Minuten Zahneputzen gerecht geworden.
- 9) Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⑩ so oft, bis die Zahnbürste stoppt.
- 10) Nehmen Sie erst dann die Zahnbürste aus dem Mund.
- 11) Säubern Sie den Bürstenkopf ① nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- 12) Nehmen Sie den Bürstenkopf ① vom Handgerät ab.
Zum Reinigen der Antriebswelle ② und des Handgeräts, lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle ② schräg nach unten weist.

HINWEIS

Massieren Sie Ihr Zahnfleisch regelmäßig. Das fördert die Durchblutung und somit die Gesunderhaltung des Zahnfleisches. Stellen Sie die Leistungsstufe „Pulse“ ein und führen Sie die angefeuchtete Bürste mit leichtem Druck über das Zahnfleisch.

Reinigen mit der Monobürste

Mit der Monobürste ⑭ können Sie Zahnzwischenräume, schwer zugängliche Stellen an den Zähnen oder die Kauflächen der Backenzähne reinigen.

- 1) Stecken Sie die Monobürste ⑭ auf das Handgerät.
- 2) Feuchten Sie die Monobürste ⑭ unter fließendem Wasser an.
- 3) Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Monobürste ⑭ auf.

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät erst im Mund ein, um Spritzer zu vermeiden.

- 4) Stellen Sie am Ein-/Ausschalter ⑩ die gewünschte Leistungsstufe ein und reinigen Sie die gewünschten Bereiche.
- 5) Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⑩ so oft, bis das Gerät stoppt.
- 6) Nehmen Sie erst dann die Monobürste ⑭ aus dem Mund.
- 7) Säubern Sie die Monobürste ⑭ nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- 8) Nehmen Sie die Monobürste ⑭ vom Handgerät ab.
Zum Reinigen der Antriebswelle ② und des Handgeräts, lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle ② schräg nach unten weist.

HINWEIS

Die Monobürste ⑭ eignet sich sehr gut für das Reinigen von Zahngängen oder Zahnpfosten.

Reinigen mit dem Zahnseide-Aufsatz

Mit dem Zahnseide-Aufsatz **13** können Sie die Zahnzwischenräume mit Hilfe von Zahnseide reinigen.

- 1) Stecken Sie den Zahnseide-Aufsatz **13** auf das Handgerät.
- 2) Nehmen Sie ein ca. 15 cm langes Stück handelsüblicher Zahnseide und wickeln Sie ein Ende 2 -3 mal um die Fixierung **12**.

HINWEIS

Wenn die Zahnseide von der Fixierung **12** abrutscht, können Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nachjustieren.

- 3) Führen Sie die Zahnseide straff durch die Führungsrollen **11** am Zahnseide-Aufsatz **13**.
- 4) Wickeln Sie das andere Ende erneut 2 - 3 mal um die Fixierung **12**, so dass die Zahnseide straff gespannt ist und sich beim Putzen der Zahnzwischenräume nicht löst.
- 5) Führen Sie bei ausgeschalteter Zahnbürste die Zahnseide zwischen zwei Zähne.
- 6) Schalten Sie das Gerät ein. Für die Reinigung mit dem Zahnseide-Aufsatz **13** sind die Leistungsstufen „Clean“ oder „Soft“ geeignet.
- 7) Reinigen Sie den Zahnzwischenraum durch vorsichtige Auf- und Abbewegungen.
- 8) Verfahren Sie mit allen Zahnzwischenräumen wie oben beschrieben.
- 9) Wenn Sie fertig mit der Reinigung sind, stoppen Sie die Zahnbürste und nehmen Sie sie aus dem Mund.
- 10) Lösen Sie die Zahnseide von der Fixierung **12** und entsorgen Sie diese.
- 11) Säubern Sie den Zahnseide-Aufsatz **13** nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- 12) Nehmen Sie den Zahnseiden-Aufsatz **13** vom Handgerät ab.
Zum Reinigen der Antriebswelle **2** und des Handgeräts, lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle **2** schräg nach unten weist.

Reinigung und Pflege

⚠ GEFahr - ELEkTRISCHER SCHLAG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker der Ladestation ⑤ aus der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlag!
-  Tauchen Sie das Handgerät oder die Ladestation ⑤ niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

⚠ ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel. Diese können die Kunststoff-Oberflächen beschädigen.

HINWEIS

Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Ladestation ⑤ oder der Zahnbürste! Diese können nicht wieder wasserdicht verschlossen werden.

- 1) Nehmen Sie die Ladestation ⑤ zum Reinigen auseinander:
 - Halten Sie den unteren Teil der Ladestation ⑤ fest und kippen Sie den oberen Teil, in dem sich die Bürstenfächer ④ befinden, nach hinten weg.
- 2) Reinigen Sie den oberen Teil der Ladestation ⑤ unter fließendem Wasser. Falls sich Zahnpastarückstände in den Bürstenfächern ④ nicht lösen, lassen Sie den oberen Teil der Ladestation ⑤ einige Zeit in warmem Wasser einweichen und spülen Sie die Bürstenfächer ④ dann aus.
- 3) Reinigen Sie den unteren Teil der Ladestation ⑤ nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- 4) Nehmen Sie den Bürstenkopf ① vom Handgerät ab. Säubern Sie die Bürstenköpfe ① nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
Wir empfehlen eine Reinigung der Bürstenköpfe ① in handelsüblicher Reinigungsflüssigkeit für Zahnpfosten etwa alle 2 - 4 Wochen.
Die Bürstenköpfe ① sind mit sogenannten Indikatorborsten (jeweils die äußeren, hellblauen Borsten) ausgestattet. Das heißt, dass diese sich entfärben und dadurch anzeigen, dass der Bürstenkopf ① gewechselt werden sollte. Wechseln Sie den Bürstenkopf ① aus, wenn die Indikatorborsten die Farbe verlieren.
- 5) Reinigen Sie die Monobürste ⑭ nach jeder Benutzung unter fließendem Wasser. Nach ca. 3 Monaten, spätestens jedoch, wenn sich die Borsten nach außen biegen, sollten Sie bei regelmäßiger Benutzung die Monobürste ⑭ austauschen.
- 6) Reinigen Sie den Zahnseide-Aufsatz ⑬ nach jeder Benutzung unter fließendem Wasser. Sobald dieser beschädigt ist, sollten Sie diesen allerdings wechseln.
- 7) Zum Reinigen der Antriebswelle ② und des Handgeräts, lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle ② schräg nach unten weist.

Reisesicherung

Diese Zahnbürste ist mit einer Reisesicherung ausgestattet. Sie können den Ein-/Ausschalter 10 sperren, um ein unbeabsichtigtes Starten der Zahnbürste zu vermeiden:

Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter 10, bis die Ladeanzeige 6 5 x grün blinkt. Der Ein-/Ausschalter 10 ist nun gesperrt.

Zum Entsperrnen drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter 10, bis die Ladeanzeige 6 einmal lang aufleuchtet.

HINWEIS

Wenn Sie, während die Reisesicherung aktiviert ist, versuchen die Zahnbürste einzuschalten, leuchtet die Ladeanzeige 6 5 x kurz auf. Die Zahnbürste startet nicht.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

HINWEIS

- ▶ Der integrierte Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.
- ▶ Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät Akkus enthält.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1 - 7: Kunststoffe,

20 - 22: Papier und Pappe,

80 - 98: Verbundstoffe

Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt NSZB 3.7 B3 bestellen:



- ▶ 8er-Set Zahnbürstenköpfe



- ▶ 2er-Set
(Monobürste und Zahnseide-Aufsatz)

Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.



NSZB 3.7 B3

HINWEIS

- ▶ Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/
Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40
CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 324037_1901

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Információk állása · Stav informacií
Stav informácií · Stand der Informationen:
03/2019 · Ident.-No.: NSZB3.7B3-032019-1

IAN 324037_1901

4 △